

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO OMRON X7 SMART

	Autor: Omron	
	ISBN: 4015672112148	
	Páginas:	
	Año: 0	
	Edición: 0	
	Idioma: Castellano	
Disponible: En Stock		
Precio: 111.57	Iva no incluido	

DESCRIPCION:

Un tensiómetro con Bluetooth clínicamente validado que detecta la posibilidad de fibrilación auricular (Afib en inglés). Fabricado por OMRON, la marca recomendada por los cardiólogos europeos

Indica si puedes tener fibrilación auricular (AFib), una enfermedad que suele pasar desapercibida y que puede suponer un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y embolia

Actualiza automáticamente los últimos resultados en su smartphone mediante Bluetooth y tenga las mediciones al alcance de su mano con la aplicación OMRON connect, o bien pídale a Alexa que se las diga

Evita la molestia de tener que colocar el brazalete en un lugar concreto del brazo gracias al brazalete Intelli Wrap, ya que mide la tensión arterial de forma precisa en cualquier posición del brazo

Beneficios:

- Compare los últimos resultados

El X7 Smart tiene una pantalla doble que le permite comparar los últimos resultados con otras mediciones diarias y los promedios semanales.

- Detección de la fibrilación auricular (AFib)

Mantenga pulsado el botón "Start" (Inicio) durante 2 segundos. El dispositivo medirá la tensión arterial y detectará la fibrilación auricular (AFib) con un alto nivel de especificidad y sensibilidad.

- Brazalete Intelli Wrap fácil de usar

Coloque el brazalete al menos un dedo por encima del codo. Espere a que la guía de colocación del brazalete le indique que está bien puesto.

- Conozca el ritmo de su cuerpo

Haga un seguimiento de su tensión arterial a lo largo del tiempo gracias a la actualización automática en su móvil con la aplicación OMRON connect.

- La manera fácil de obtener resultados precisos

El extraordinario brazalete Intelli Wrap preformado de OMRON hace casi imposible colocar mal el brazalete en el brazo.

Contenido:

Monitor de presión arterial X7 Smart

Manguito Intelli Wrap (22-42 cm)

Manual de instrucciones

Instrucciones de configuración

Pilas y estuche protector