


**ATLAS EN COLOR APARATOLOGIA FLEXIBLE, Una aparatología Ortodóntica Rem**

	<b>Autor:</b> Brandhorst	
	<b>ISBN:</b> 9788471792709	
	<b>Páginas:</b> 215	
	<b>Año:</b> 1996	
	<b>Edición:</b> 1	
	<b>Idioma:</b> Castellano	
<b>Disponible:</b> En Stock		
<b>Precio:</b> <del>112.98</del> 107.33		Iva no incluido

**DESCRIPCION:**

La aparatología flexible, es una aparatología labiolingual, removible, que se fija en el arco maxilar, en el mandibular o en ambos, que tiene una gran versatilidad y un amplio campo de aplicaciones. En la mayoría de casos puede utilizarse como retenedor. Puede modificarse y ajustarse con rapidez y facilidad, por lo cual puede substituir con ventaja al aparato fijo durante los últimos meses del tratamiento. Si es necesario, se puede volver a colocar años después de haber finalizado el tratamiento.

El aparato queda firmemente ajustado a la boca gracias a los ganchos molares, contruidos a partir de bandas, y a los que se pueden añadir enganches para elásticos. En los arcos vestibular y lingual, se incorporan barras en forma de "U" a fin de aumentar o disminuir sus respectivas longitudes. Se le pueden soldar fácilmente muelles auxiliares para el tratamiento de uno o varios dientes determinados.

En resumen, el aparato flexible permite: inclinar dientes a su posición correcta rotar incisivos cerrar espacios corregir problemas leves de maloclusión de clases I y III reemplazar temporalmente dientes ausentes actuar como retenedor intruir o extruir dientes rotar los molares que llevan ganchos retentivos rotar los segundos molares permanentes inferiores que tengan forma rectangular abrir una mordida abrir espacios corregir mordidas cruzadas ligeras trabajar con una tracción extraoral para reducir la posición anterior de los incisivos maxilares y es especialmente útil en el tratamiento de fisuras palatinas. Es decir, además de sus aplicaciones específicas, puede utilizarse con éxito en muchos casos tradicionalmente reservados a la aparatología fija, si bien estéticamente es menos aparatosa, más cómoda para el paciente y más manejable para el profesional.

Los casos sencillos (de un 12 a 15%) pueden resolverse con este sistema sin recurrir a la aparatología fija. Y siempre es útil en el acabado de la gran mayoría de casos, permitiendo la retirada del aparato fijo unos meses antes y por lo tanto, reduciendo el peligro de descalcificación.

**LIBRERIA MEDICA BERRI 2024 ®**Dirección: Ald. Urquijo, 35 48010 Bilbao | Tlf.: 94 444 22 85 | Fax: 94 410 07 20 | libros@berri.es | [www.berri.es](http://www.berri.es)