


TEST DE ATENCION SOSTENIDA

	<p>Autor: Tonglet</p> <p>ISBN: 9789501271027</p> <p>Páginas:</p> <p>Año: 2016</p> <p>Edición: 1</p> <p>Idioma: Castellano</p> <p>Disponible: De 4 a 5 Días</p> <p>Precio: 54.81 Iva no incluido</p>
---	--

DESCRIPCION:

La Batería de Tests con Símbolos (BTS), diseñada por Emilio Tonglet, ofrece al profesional la posibilidad de evaluar los distintos tipos de atención. La BTS-1 mide la atención sostenida la BTS-2, la alternante y la BTS-3, la selectiva, en sendos volúmenes que se ofrecen por separado, atendiendo a las necesidades diversas que puede presentarse al profesional. De rápida administración (15 a 20 minutos incluida la corrección), individual o grupal, estas baterías, diseñadas para sujetos de 18 a 65 años, resultarán de suma utilidad en el campo de la psicología clínica, la neuropsicología, la psiquiatría, el área laboral, e incluso la psicología aplicada al tránsito. Cuenta con normas argentinas actualizadas, diferenciadas por sexo, edad y nivel educativo.

BTS - 1: Test de atención sostenida. La atención sostenida es aquella que permite mantener el foco atencional y permanecer alerta ante ciertos estímulos en forma persistente en el tiempo. Se trata de una capacidad necesaria para poder realizar cualquier tarea intelectual y puede alterarse por causas orgánicas y emocionales.

El equipo contiene:

- Manual Protocolos del SITAC-1
- Protocolos del SITAC-2
- Plantilla de Corrección del SITAC-1
- Plantilla de Corrección del SITAC-2

LIBRERIA MEDICA BERRI 2025 ®

Dirección: Ald. Urquijo, 35 48010 Bilbao | Tlf.: 94 444 22 85 | Fax: 94 410 07 20 | libros@berri.es | www.berri.es