

FONENDOSCOPIO LITTMANN LIGHTWEIGHT II SE 2451 GRANATE + GRABADO LASER GRATIS

GRABADO LASER GRATIS en el momento de la compra

En pedidos web indicar en el apartado "Observaciones" el texto a grabar.

Nota: En los fonendoscopios grabados no está permitida la devolución ni el pago contra reembolso.

ACCESORIO OPCIONAL: (Recomendado)

[Funda para fonendoscopio littmann classic](#)

El fonendoscopio 3M Littmann® Lightweight II S.E. es un instrumento básico ideal equipado con una membrana de doble frecuencia, una campana de dos caras y un rendimiento acústico fiable. Su diseño en forma de lágrima facilita la auscultación en torno al manguito del tensiómetro.

El fonendoscopio 3M Littmann® Lightweight II S.E. ofrece un rendimiento acústico fiable para tomar la tensión arterial y realizar exploraciones físicas básicas a pacientes adultos. Con un peso de tan solo 118 gramos, es el fonendoscopio Littmann para pacientes adultos más ligero, por lo que resulta más cómodo para los profesionales sanitarios que han de llevarlo durante todo el día. El fonendoscopio Lightweight II S.E. es un instrumento básico que ofrece una cantidad sorprendente de características avanzadas como la membrana de doble frecuencia, la campana de dos caras y el binaural ajustable. Es una opción adecuada para profesionales sanitarios como, por ejemplo, todo tipo de personal de enfermería, auxiliares de enfermería y estudiantes de Enfermería.

La tecnología de membrana de doble frecuencia (patentada por 3M) permite a los profesionales sanitarios escuchar sonidos de diferentes frecuencias con solo ajustar la presión ejercida sobre la campana. Mantenga presionada la campana ligeramente para escuchar sonidos de baja frecuencia y ejerza un poco más de presión para escuchar sonidos de mayor frecuencia. Gracias al ahorro de tiempo que se logra con esta función, el profesional sanitario puede centrarse en el paciente, quien disfruta de una mayor comodidad gracias a la membrana y la goma quitafríos. El tubo resiliente conserva su forma y flexibilidad incluso después de guardarlo en el bolsillo enrollado y comprimido. La tensión de los auriculares se ajusta al tamaño de la cabeza de forma cómoda y sencilla juntando o separando los tubos. Las olivas superblandas de colocación a presión se adaptan a cualquier oído para ofrecer un aislamiento acústico y una comodidad excelentes. Las olivas encajan firmemente en los extremos de los tubos y, para una mayor seguridad, se requiere cierto esfuerzo para retirarlas. El tubo de última generación no es de látex de caucho natural, lo cual beneficia a los profesionales sanitarios y pacientes alérgicos al látex. Asimismo, para contribuir a la protección de la salud y del medio ambiente, el tubo de última generación no contiene plastificantes de ftalatos. El fonendoscopio Lightweight II S.E. se fabrica íntegramente en EE.UU. para ofrecer una calidad homogénea. Se comercializa en un juego completo con olivas superblandas grandes, olivas rígidas grandes e instrucciones.

- El más ligero de todos los fonendoscopios Littmann para adultos, con solo 118 gramos
- La campana de dos caras brinda la versatilidad de tener tanto una membrana de doble frecuencia como una campana abierta
- La campana con forma de lágrima facilita el situarlo bajo los manguitos de los tensiómetros y alrededor de vendajes